

現在提供緊緻肌膚的新技術*

擁有漂亮的肌膚並不複雜

市場上有很多侵入性手術、注射劑、化學品以及無數乳液和藥水，但是否應該把注意力轉向簡單、有效的解決方案？

TempSure Envi治療可最大限度地減少面部細紋和皺紋、緊緻*肌膚，並改善橘皮組織的外觀。可以安全地用於所有皮膚類型和陽光照射水平，因此全年都適合用於任何常規美容保養。

TempSure Envi不涉及手術和注射，也不需要恢復時間，治療後您可以立即恢復日常活動，而且皮膚看起來會很棒。

以簡單的方式保持美麗的肌膚。歡迎您了解TempSure Envi資訊。

立即向您的醫療美容提供者

諮詢TempSure Envi！

有關更多資訊，請瀏覽

www.beautifullysimple.com

美麗 肌膚

精美的
簡單解決
方案

TempSure Generator具有以下預期用途：

10mm、15mm和20mm TempSure Envi手柄適用於非消融治療輕度至中度面部皺紋和皮皺。18mm、25mm和30mm TempSure Envi手柄提供加熱功能，可提升組織溫度以緩解特定病況，例如暫時緩解疼痛和肌肉痙攣以及促進局部血液循環。

TempSure Envi按摩設備旨在暫時減少橘皮組織的外觀。

CYNOSURE[®]
A Hologic Company

*透過軟組織凝固。©2017年Hologic, Inc. 保留一切權利。
Cynosure是Cynosure, Inc.的註冊商標。TempSure是Cynosure Inc的商標。Hologic擁有照片專有權。未經Hologic書面許可，禁止使用照片。模特僅用於說明目的。
效果可能會因人而異。921-7027-005CHN 版本3 2018年10月

TempSure™ Envi



如何發揮作用？

TempSure Envi治療提供射頻能量，溫和地加熱皮膚。在規定治療時間內增加皮膚溫度，可以引發皮膚發生自然反應，產生新的膠原蛋白。新的膠原纖維緊緻*、密集、整齊有序，讓您擁有更緊緻*、更年輕的肌膚。

您有哪些問題區域？

適用區域包括額頭紋、皺眉紋、魚尾紋、微笑紋、下巴皺紋和身體橘皮組織。

常見問題與解答

治療會不會很疼？

TempSure Envi經過精心設計，考慮到舒適性，可以每次都為您提供舒適有效的治療！99%的患者認為治療很舒適¹。

治療需要多長時間？

根據治療區域，治療時間約為30-60分鐘。不需要任何恢復時間，治療後您可以立即恢復日常活動。

我需要多長時間才會看到效果？

即刻！治療後，您的肌膚將擁有自然光澤，患者認為肌膚感覺「更緊緻」¹。最好的一點是膠原蛋白會隨時間繼續重建，改善您的皮膚外觀。

是否適合我？

TempSure Envi適合所有人！治療非常安全，可以在所有皮膚類型上進行。與其他技術不同，治療可以全年進行。

為何選擇TempSure Envi？

TempSure Envi是塑造美麗肌膚的簡單解決方案。它提供舒緩的患者體驗，同時提供美膚效果。每次治療都提供一致的熱量，每次都給您提供有效又舒適的治療。

需要多少次治療？

一般建議進行一系列治療，但每位患者都不同。最佳治療次數可能因人而異，因此請與您的醫療美容提供者合作制定適合您的計劃！

*透過軟組織凝固。
¹內部研究

無需手術

無需注射

無需恢復時間


真實的效果

「感覺就像
熱石按摩」

「人們說我的皮膚
富有光澤」

「很放鬆，感覺
像水療」

「皮膚富有光澤，
感覺很光滑」



治療之前和第二次治療後一個月。由S. Doherty, MD善意提供。